

SUBCLAVICAT® I-II-III

Equipo para Cateterismo Venoso Central de Un, Doble y Triple Lumen con Punta Flexible Viuret

CONTENIDO

- 1 Instructivo
- 1 Aguja introductora 18G x 6.35cm (7 Fr), 20G x 4.00cm (3 y 5 Fr), 21G x 4.00cm (4 Fr)
- 1 Guía de alambre de 0.86mm x 60cm (7 Fr), 0.46mm x 45cm (3, 4 y 5 Fr) con punta flexible en "J" con dispensador
- 1 Dilatador longitud 70mm (7 Fr), 35mm (3, 4 y 5 Fr)
- 1 Dispositivo de fijación ajustable
- 1 Jeringa de 5ml con sistema para evitar la extravasación de sangre y embolismo aéreo

SUBCLAVICAT I

- 1 Obturador del tubo de extensión
- 1 Cápsula de inyección
- 1 Catéter un lumen 3 Fr (1.10mm) x 12cm de poliuretano radiopaco Viuret® con punta flexible, lumen 20G

CPUR3121L

SUBCLAVICAT II

- 2 Obturadores de los tubos de extensión
- 2 Cápsulas de inyección
- 1 Catéter doble lumen 7 Fr (2.4mm) x 20cm de poliuretano radiopaco Viuret® con punta flexible, lumen distal 16G y proximal 16G
- 1 Catéter doble lumen 5 Fr (1.7mm) x 13cm de poliuretano radiopaco Viuret® con punta flexible, lumen distal 18G y proximal 20G
- 1 Catéter doble lumen 4 Fr (1.4mm) x 13cm de poliuretano radiopaco Viuret® con punta flexible, lumen distal 22G y proximal 22G

CPUR7202L1616 CPUR5132L CPUR4132L

SUBCLAVICAT III

- 3 Obturadores de los tubos de extensión
- 3 Cápsulas de inyección
- 1 Catéter triple lumen 7 Fr (2.4mm) x 20cm de poliuretano radiopaco Viuret® con punta flexible, lumen distal 16G, medio 18G y proximal 18G

CPUR7203L

Viuret®

Compuesto de Poliuretano



Se garantiza la esterilidad de este producto, si el empaque no ha sufrido ruptura previa. Este producto deberá desecharse en forma adecuada después de su uso para evitar punciones accidentales. No usar si el paquete ha sido abierto o se encuentra dañado previamente. No contiene látex natural. Los componentes de transporte de fluido no contienen pirógenos. No contiene medicamentos.

Advertencia: Antes de usar el dispositivo, leer todas las advertencias, precauciones e instrucciones incluidas en el paquete, no hacerlo puede resultar en lesiones graves o el fallecimiento del paciente.


Consérvese en lugar limpio a temperatura ambiente.

SUBCLAVICAT® I-II-III

Equipo para Cateterismo Venoso Central
de Un, Doble y Triple Lumen
con Punta Flexible Viuret




Compuesto de Poliuretano




Flujo* (ml/min)	Lumen	Flujo* (ml/min)
57	(16G) ● Distal (16G)	40
56	(16G) ● Proximal (18G)	32
	● Medio (18G)	30

* La velocidad de flujo se realiza con agua a temperatura ambiente, con una altura de presión de 100 cm y representan capacidades aproximadas de flujo


Punta Flexible Viuret



Lumen	Flujo (ml/min)
● Proximal (20G)	28 ml/min
● Distal (18G)	38 ml/min



Lumen	Flujo (ml/min)
● Proximal (22G)	12 ml/min
● Distal (22G)	19 ml/min



Lumen	Flujo (ml/min)
● Calibre (20G)	40 ml/min